

Shiatsu Massagestol Alpha 2008^{w.3}

- med massage af ryg, sæde, lår og underben & synkroniseret musik

En af de bedste massagestole til forebyggelse og behandling på markedet



Massagepunkter detekteres automatisk af sensorer.
Tilpasser massagen efter din krop og dit behov.
Kan synkronisere massagen med musikken.

Massageformer: Rulle-, 2 hastigheder Ælte-, 2 hastigheder Tryk-, Håndkant-, Kombineret Ælte- og Håndkant-, "Blid hånd"-, Vibrations- og Delmassage.

8 autoprogrammer á ca. 15 min med autodetektering af kroppen: Helkrop-, Skuldre-, Nakke-, Lænd-, Sæde-, Shiatsu-, Morgen- og Aften program.

Manuel styring: Avanceret styring af alle massagefunktioner.

Mål oprejst: B. 84 cm. H. 116 cm. D. 118 cm.

Mål liggende 75 kg.

Infrarød sensorstyring. (Varmesøgning).

Massage længde: ca. 70 cm

Hjul på bageste ben.

Eldrebet ryg- og fodstykke indstilling.

Vibbare armlæn giver let adgang for f.eks. kørestolsbrugere.

Musikenhed med forstærker og synkronisering af massage.

Egne CD'er kan anvendes.

Strømforbrug: 225 W ved 30 minutter.

Betræk: Kunstlæder.

Farver: Sort og creme.

Alpha 2008 Kr. 34.400,00 + Levering kr. 556,- ekskl. moms

Alpha 2008 Kr. 43.000,00 + Levering kr. 695,- inkl. moms

Møntboks Kr. 2.500,00 + evt. montering ekskl. moms

Møntboks Kr. 3.125,00 + evt. montering inkl. moms

Alpha 2008 Inada Multistar W.3 er en videreudvikling af 2003 Inada Music.

De sensorstyrede programmer og væsentligt øgede længde, gør den til et særdeles velegnet redskab til forebyggelse og behandling af vore dages livsstilsproblemer, -symptomer og -sygdomme.

Før selve massagen begynder, detekterer, undersøger og masserer Alpha 2008 Inada Multistar W.3 med et automatisk infrarødt trykpunktsdetektor system, kroppens tsubo punkter, som er forskellige fra person til person, og blødgør hvert punkt med håndkantmassage.

Alle funktioner styres fra kontrolpanelet, der har indbygget display og som løbende viser det valgte program og hvilke funktioner og indstillinger der anvendes i øjeblikket.

Kontrolpanelet kan både holdes i hånden eller placeres i holderen på armlænet.

"Massagefingrene" kan justeres i skulder/nakke området, så de passer til kropslængden.

Fodstykket kan justeres efter benlængden, og hvor på benene der er behov for massage.

Alpha 2008 Inada Multistar W.3 har de nyeste avancerede massageprogrammer.

Hele 8 forskellige faste autobehandlingsprogrammer.

Programmerne vælges efter det øjeblikkelige behov og ønske.

Alle stolens funktioner kan naturligvis styres manuelt.

Dette giver uanede muligheder for at tilpasse massagen til den enkeltes personlige behov.

Ben- og sædemassage er meget blid, men særdeles effektiv og giver en god helhedsfølelse af kroppen.

Forbehold for trykfejl, pris- og tekniske ændringer


SundCentret
Leverandør af sundhed og velvære

© Copyright SundCentret 2005

Strandvangsvej 6 - 3060 Espergærde

Tlf. 49 13 41 32 - e-mail: info@sundcentret.dk

Se flere massagestole på: www.sundcentret.dk