

Shiatsu Massagestol Alpha 2010 Combi Relax

Lænestolen og sofaen - med massage af ryg, sæde, lår og underben

En overraskende lænestol til forebyggelse og behandling



Massagepunkter detekteres automatisk af sensorer. Tilpasser massagen efter din krop og dit behov.

6 autoprogrammer á ca. 15 min med automatisk detektering: Helkrop, Skuldre, Nakke, Lænd, Ben & Sæde, Akupressur.

Manuel styring: Rulle-, Ælte-, Håndkant-, Vibrations- og Punktmassage. 3 bredde indstillinger.

1 trins vibration i rygstykket. Afbryderfunktion.

Trykluftsmassage: 2 programmer: Ben og Sæde. 3 trins styrkeregulering.

Mål oprejst: B. 88 cm. H. 102 cm. D. 122 cm.

Mål liggende: B. 88 cm. H. 48 cm. D. 195 cm.

EI: 220-240V / 50-60Hz.

Rygmassage længde: ca. 62 cm.

Højdejustering: Trinløst

Massage "fingre": 4 stk.

Bredde justering øverste "fingre": ca. 7, 16, 19 cm

Bredde justering nederste "fingre": ca. 10, 12, 16 cm.

Vinkel på ryglæn: ca. 120-180 grader.

EI-drevet ryg indstilling.

Autotimer manuel: ca. 15 min.

Vægt: ca. 86kg.

Hjul på bageste ben.

Justerbare armlæn.

Strømforbrug: 190 W. ved 30 minutter.

Kortfattet vejledning med danske tekster.

Betræk: Ægte læder.

Farver: Sort, cremebeige og rød.

Alpha 2010 Kr. 22.750,00 + Levering kr. 556,- ekskl. moms

Alpha 2010 Kr. 28.437,50 + Levering kr. 695,- inkl. moms

Shiatsu Massagestol Alpha Inada 2010 Combi Relax

NYHED på verdensmarkedet - til kampagnepris

Lænestolen betrukket med ægte læder, sensorstyret massage af ryg, sæde, lår og underben, samt trinløs højdejusterbar længde af rygmassage.

Massagepunkter detekteres automatisk af infrarøde sensorer.

Stolen kan slås ud og lægges ned til vandret, og giver derved optimalt udbytte.

Her er lænestolen, som ikke umiddelbart ser ud til at kunne anden end at sidde rigtigt godt i.

Men det ER en fremragende massagestol - blot forklædt som en særdeles behagelig og flot designet lænestol, der let finder plads i enhver stue, uanset om du er til sort, cremebeige eller rød.

Så løft sædet og fold det ud - og så er der balde-, lår- og læg massage.

Løft rygrynden over ryglænet og der er rygmassage også

Sæt dig i stolen og kør ryglænet ned til vandret og start et af de 6 automatiske massageprogrammer - juster længden så den passer til dig - og luk så øjnene og modtag en fremragende massage, som afslapper kroppens muskler, udskiller affaldsstoffer og frigiver energi.

Prøv den - og erkend at den altså ER stærkt vanedannende! En sand fornøjelse!

Forbehold for trykfejl, pris- og tekniske ændringer


SundCentret
Leverandør af sundhed og velvære

© Copyright SundCentret 2006

Strandvangsvej 6 - 3060 Espergærde

Tlf. 49 13 41 32 - e-mail: info@sundcentret.dk

Se flere massagestole på: www.sundcentret.dk